



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: MA2012 Guanto MEDICAL

Codice: 11253

MA20 GUANTI MONOUSO LATTICE

Descrizione

Guanti FOODSAFE monouso realizzati in lattice, AQL 1,5
Interno: clorinato
Superficie: testurizzata
Confezione 100 pezzi per scatola

Idonei per la manipolazione degli alimenti.
La superficie testurizzata garantisce un'ottima presa.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 ed è classificato come DPI di III Categoria.



Categoria

III

Colore

bianco

Disponibilità Taglie

XS-XL

Quantità Cartone

10

Avvertenze

Consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Utilizzo Raccomandato

Preparazione di Alimenti, Attività di laboratorio, Industria Farmaceutica, Imprese di pulizia, Attività ospedaliere, Assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni, Automotive.

Destrezza

5

Rispondenza alle Norme Europee

FOODSAFE



EN ISO 374-1 CE



Metanolo:A
Diclorometano:D
Dietilamina:G
Acetato d'etile:I
Idrossido di sodio 40%:K
Tipo:B

EN ISO 374-5 CE



Protezione:VIRUS

Manutenzione

Il dispositivo è monouso, non è soggetto a manutenzione.